

## Ogrzewacz chemiczny do dłoni okrągły



Cena: 29 zł

Broń profit: 145 pkt

Status produktu: Dostępny. Wysyłka w 24 godz.

Kod produktu: ODDY



### Opis produktu

#### Co to jest kompres MAGIC THERM ®?

Ciepło natury - nowoczesne osiągnięcie nauki.

Bez prądu i baterii, masz źródło ciepła o niezliczonej ilości zastosowań.

*Ciepło, które zawsze towarzyszy Tobie!*

#### Jak możesz zastosować MAGIC THERM ®?

- Dzięki MAGIC THERM ® szybciej wrócisz do zdrowia, usuniesz ból i zmęczenie
- Bardzo szybko pozbędziesz się napięcia i stresu dzięki kojącym okładom MAGIC THERM®
- Bioaktywne składniki w Twoich kosmetykach lub leczniczych maściach, szybciej wnikną w Twoją skórę, gdy ogrzejesz ją MAGIC THERM ®
- Użyjesz MAGIC THERM ®, gdy potrzebujesz rozgrzać się przed masażem
- Ciepło MAGIC THERM ® pomoże Ci szybciej pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej
- W deszczowy i zimny, dzień rozgrzeje Cię przyjemne ciepło MAGIC THERM ®
- Skorzystasz z ciepła MAGIC THERM ® w plenerze, gdy nurkujesz, jeździsz na nartach, jesteś na campingu lub gdy jeździsz motocyklem
- W domu MAGIC THERM ® pomoże Ci ogrzać łóżko, butelkę dla dziecka, rozmrozić lodówkę lub zamrożony zamek w samochodzie
- Jeśli zamroziš MAGIC THERM ® otrzymasz zimny okład jakiego nigdy nie miałeś. Który nie straci niskiej temperatury tak szybko, jak zwykle kompresy. Jeden produkt, wiele zastosowań!

#### Jak działa MAGIC THERM®?

*Łatwo, szybko i wygodnie!*

Tajemnicą działania **MAGIC THERM®** jest egzotermiczna reakcja chemiczna. Wyzwolisz ją delikatnym wygięciem blaszki znajdującej się wewnątrz kompresu. Płyn zaczyna krystalizować i przybiera mleczną barwę a kompres wydziela przyjemne ciepło.

Kompres można rozmasować, wówczas robi się miękki i elastyczny, dzięki czemu można go łatwo uformować do danej części ciała.

*Nadzwyczajnie prosty, higieniczny i bezpieczny!*

MAGIC THERM® utrzymuje ciepło od 20 minut - nawet do 2 godzin, w zależności od rozmiarów i

warunków zewnętrznych.

UWAGA! Stosując dodatkowo nowoczesne pokrowce, z doskonale izolującą ciepło, pianką polietylenową możesz ten czas znacznie wydłużyć.

### **Jak ponownie użyć MAGIC THERM®?**

Wszystko czego potrzebujesz, to gorąca woda i Iniana ściereczka, która ochroni kompres przed przylgnięciem do gorących brzegów garnka.

Owiń i włóż użyty **MAGIC THERM®** do gotującej się wody. Gotuj kompres do całkowitego rozpuszczenia się białych kryształków (bez pozostawienia śladów smug i grudek).

Trwa to około 5-10 minut.

Do gotowania kompres można zgiąć nawet jeśli jest sztywny, ale należy zrobić to ostrożnie i delikatnie.

Z powodu ciepła gotującej się wody, kryształy wewnątrz **MAGIC THERM®** rozpuszczają się i produkt magazynuje energię. Energia ta jest zmagazynowana nawet po ostudzeniu **MAGIC THERM®**. Po gotowaniu ułóż **MAGIC THERM®** na równej powierzchni do ostygnięcia.

W trakcie stygnięcia nie należy wstrząsać kompresem, gdyż może się skryształizować.

Do przyspieszenia chłodzenia można zanurzyć go w zimnej wodzie, po czym jest gotowy do użytku

Gdy tylko po wygięciu blaszki zostanie zapoczątkowana krystalizacja, ciepło zostanie znowu wydzielone.

*Ponownie, ponownie i ponownie...*

### **MAGIC THERM® na zimno**

Jeśli masz potrzebę użyć zimnego kompresu, wtedy włóż **MAGIC THERM®** w postaci nie skryształizowanej do lodówki na pewien czas lub do zamrażalnika na kilkanaście minut. Po wyjęciu masz doskonały zimny kompres. W razie potrzeby można kompres przechowywać w lodówce (nie w zamrażalniku), wtedy masz zawsze zimny kompres pod ręką.

Jeśli po schłodzeniu zechcesz użyć go jako ciepłego kompresu musisz poczekać aż powróci do temperatury pokojowej.

Następnie **MAGIC THERM®** może być przechowywany w rodzinnej apteczce, w szufladzie koło łóżka czy w innym dogodnym miejscu, gotowy do użytku. Może być przechowywany również w postaci skryształizowanej.

Jedno proste "klik" daje Ci przyjemne i kojące ciepło, zawsze i wszędzie!

### **Obszary zastosowań**

- schorzeniach narządów ruchu
- w bólach neurologicznych
- w bólach korzonkowych
- w bólach menstruacyjnych
- w bólach reumatycznych
- zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów
- przy kłopotach z krążeniem
- przy przeziębieniach
- w medycynie sportowej
- przy rehabilitacji stawów
- oraz wtedy, kiedy lekarz zaleci używanie kompresów.

### **Czyszczenie**

MAGIC THERM® może być łatwo wyczyszczony zwykłym płynem do mycia naczyń. Pokrowce z materiału powinny być prane ręcznie w temperaturze wody 30°C.

### **Gwarancja**

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją od daty zakupu na wszelkie wady fabryczne oraz jakość wykonania.

MAGIC THERM® jest zbudowany z solidnego i trwałego PVC. Zawartość opakowania: roztwór octanu sodowego soli sodowej. Nietoksyczny ani żrący, a także nieszkodliwy dla środowiska. Nie otwierać, nie przekłuwać opakowania. W przypadku zniszczenia opakowania, ciecz się natychmiast krystalizuje. Kryształy można łatwo usunąć. Ubrania oraz inne tkaniny wyprać w normalny sposób.

Produkt MAGIC THERM® znajduje również szerokie zastosowanie w weterynarii.

### **Dane techniczne**

Ogrzewacz duży - średnica: 10,5 cm.